

Bevorzugte Lösung: Virtuelle Maschine

Die Virtuelle Maschine sollte beinhalten:

- 4 Kerne bzw. Threads
- 6-8 GB RAM

Auf dem System sollte das Betriebssystem (Windows 7/8.1, Server 2008 R2, Server 2012 R2 oder Windows 10, jeweils in der 64Bit Version) mit allen Services Packs, Updates und Treibern vorinstalliert sein.

Die Partitionen sollten wie folgt eingerichtet sein:

C: (System) 60GB

D: (Programme) 100GB

Sowie ein bis zu 250 GB unpartitionierter Bereich. Dieser wird als Bildspeicher genutzt und wird bei der Konfiguration als NTFS Ordner eingebunden.

Als Präventivschutz sollte auf der virtuellen Maschine eine Anti-Viren Software installiert sein. Die Installation des DICOM-E-Mail Gateways und der Support werden per Remotezugriff über eine VPN-Verbindung Ihrer Wahl durchgeführt.

Das DICOM E-Mail Gateway muss folgende Adressen erreichen können:

- DICOM E-Mail Server "mail.dicommail.com" (88.198.20.208) über die Ports 25 und 995
- DICOM E-Mail Server "smtp.dicommail.com" (85.214.28.29) über die Ports 25 und 995
- DICOM E-Mail Server "mail2.dicommail.com" (85.214.28.29) über die Ports 25 und 995
- DICOM E-Mail Server "mail3.dicommail.com" (212.227.159.62) über die Ports 25 und 995
- DICOM E-Mail Server "mail4.dicommail.com" (88.198.20.208) über die Ports 25 und 995
- DICOM E-Mail Server "mail5.dicommail.com" (85.214.28.29) über die Ports 25 und 995
- DICOM E-Mail Server "mail6.dicommail.com" (212.227.159.62) über die Ports 25 und 995
- PACS

Alternativ: Eigene Hardware

Hardware PC - Empfehlung:

Prozessor: Quad Core min. 2,6 GHz, Arbeitsspeicher: 8 GB, Bildspeicherplatz: 250 GB Stand: 15.02.2016

Anforderungen an den Client

Die Weboberfläche der Mehrplatzlösung ist lauffähig in folgenden 32bit Browsern auf Windows Betriebssystemen Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 (32 und 64bit) IE10, IE11 (die letzten beiden nur Windows 7 und 8.1), Firefox 24 (ESR).

Andere Browser (Chrome, Safari, Icceweazle, etc.) werden nicht unterstützt.